

純水洗浄、完全密栓、ガンマー線滅菌

シールステリバイアル

**標準形状タイプ
シールステリバイアルNを新発売！**

標準形状シールステリバイアルNを新発売しました。PET検査用製剤等にご使用いただけます。従来のシールステリバイアル同様に一般医療機器に該当し、製造方法も全く同じです。容量は5ml、10ml、20mlそして30mlの4種類(下記写真)で、10mlについては従来品に比べ直径と高さが多少異なります。容量5mlは今回初めてラインアップいたしました。シールステリバイアルシリーズは、容量が2ml、5ml、10ml、20ml、30mlの5種類になりました。

Nタイプは緑のフリップキャップです



写真はシールステリバイアル 10ml、2ml



写真はシールステリバイアルN 30ml、20ml、10ml

名 称 MEDIS 登録名称	型 式	バイアル瓶形状寸法(mm)			JANコード	医療機器届出番号
		外径	高さ	口内径		
シールステリバイアル 2ml シールステリバイアル2ml透明・ブチル栓 FA10 本入	SSV-2C-BFA	15	33	7.3	4562100813004	27B2X90001SSV001
シールステリバイアル 10ml シールステリバイアル10ml透明・ブチル栓 FA10 本入	SSV-10C-BFA	21	53	9.1	4562100813011	27B2X90001SSV002
シールステリバイアルN 5ml シールステリバイアルN5ml透明・ブチル栓 FA10 本入	SSVN-5C-BFA	20	40	8.8	4562100813066	27B2X90001SSVN00
シールステリバイアルN 10ml シールステリバイアルN10ml透明・ブチル栓 FA10 本入	SSVN-10C-BFA	24.3	46.5	12.5	4562100813035	27B2X90001SSVN00
シールステリバイアルN 20ml シールステリバイアルN20ml透明・ブチル栓 FA10 本入	SSVN-20C-BFA	30	60	12.5	4562100813042	27B2X90001SSVN00
シールステリバイアルN 30ml シールステリバイアルN30ml透明・ブチル栓 FA10 本入	SSVN-30C-BFA	33	63	12.5	4562100813059	27B2X90001SSVN00

材質：ゴム栓／ブチルゴム、フリップキャップ／ポリプロピレン／アルミニウム、バイアル瓶／ガラス

(ガンマー線滅菌によりガラスは褐色になっていますが、ご使用には問題ありません。)

製造販売元

M 三田理化工業株式会社

本 社 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中 2-8-2
TEL 06-6458-0971 FAX 06-6458-2393
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 4-3-1
TEL 03-3812-5371 FAX 03-3812-5041

URL: <http://www.racoon.co.jp>

2007. 1. KC

